

[Se connecter](#)

Accueil



1. Télécharger et lire le guide de l'utilisateur

Bienvenue sur la plateforme de lames virtuelles de l'AFAQAP

L'AFAQAP met à disposition de ses adhérents une plateforme pour visualiser les lames numérisées des tests «Diagnostic».

Ce système remplace les CD-Rom envoyés jusqu'à présent.

À l'ouverture de votre premier test, merci de vérifier qu'une coche verte apparaît en haut à droite de la page, à côté du bouton «Aide». Si ce n'est pas le cas, une croix rouge ou triangle jaune doit être affiché. Merci de cliquer dessus. Une fois cliqué, un message s'affiche pour vous indiquer les éléments de votre configuration à mettre à jour avant de commencer le test.

Par défaut, la durée d'une connexion est limitée à 2 heures.

Pour toute question ou besoin d'assistance, merci de contacter l'AFAQAP au 03 88 12 81 41.

AIDE : Comment pratiquer un test «Diagnostic»? [Télécharger le guide de l'utilisateur](#)

Numéro d'anonymat:

Confirmer numéro d'anonymat:

2. Saisir votre n° d'anonymat
Confirmer votre n° d'anonymat

3. Cliquer sur « Valider »



Bienvenue sur le portail mScope Pédagogique

mScope est la plateforme
Aurora Interactive
multimédia riche



Bibliothèque

Visualisez, e
mScope afin



Tests

Créez, planifiez et faites le suivi de tests formels ou d'auto-évaluations informelles, pour de multiples groupes d'apprenants, sur différent sujets à la fois. Choisissez entre une correction automatique ou manuelle, et publiez les résultats à votre convenance.

Si le symbole  apparaît, la configuration de votre poste informatique est bonne.

Si le symbole  ou  s'affiche, **cliquer dessus**.
Une nouvelle fenêtre apparaît alors et indique les éléments de votre configuration à mettre à jour avant de commencer le test.



ASSOCIATION FRANÇAISE
D'ASSURANCE DE QUALITÉ EN
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES
www.afaqap.org

mScope®

Bienvenue



[Déconnexion](#)

[Aide](#)

Accueil

Iconothèque

Tests

Rechercher

Bienvenue sur le portail mScope Pédagogique

mScope est la plateforme Web innovatrice pour la communication et collaboration, développée par Aurora Interactive Ltd. Vous pouvez créer, gérer et partager en ligne du contenu pédagogique multimédia riche grâce à ses modules de références, publication et évaluation.



Bibliothèque de médias

Visualisez, éditez, organisez et partagez vos images et vidéos de référence. Copiez ces médias d'un module à l'autre de mScope afin de créer des contenus pédagogiques plus élaborés.



Tests

Créez, planifiez et faites le suivi de tests formels ou d'auto-évaluations informelles, pour de multiples groupes d'apprenants, sur différents sujets à la fois. Choisissez entre une correction automatique ou manuelle, et publiez les résultats à votre convenance.

4. Cliquer sur « Tests »



ASSOCIATION FRANÇAISE
D'ASSURANCE DE QUALITÉ EN
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES
www.afaqap.org

mScope®

Bienvenue



[Déconnexion](#)

[Aide](#)

Accueil

Tests

Rechercher

Tests





Pratiquer un test

Voir le résultat d'un test

Liste des tests

Résultats 1 à 2 de 2

Résultats par page 20

Nom	Date/Heure de début	Date/Heure de fin	Progression	Actions
 Test Tumeurs broncho-pulmonaires 2009	22/12/2010 01:00	21/02/2011 23:59	<input type="text" value="0"/> 0%	 Répondre
 Test Ovaire 2010	22/12/2010 01:00	21/02/2011 23:59	<input type="text" value="0"/> 0%	 Répondre

5. Cliquer sur « Pratiquer un test »



ASSOCIATION FRANÇAISE
D'ASSURANCE DE QUALITÉ EN
ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES
www.afaqap.org

Bienvenue



[Déconnexion](#) | [Aide](#)

mScope®

Accueil

Tests

Rechercher

Tests

Pratiquer un test

Voir le résultat d'un test

Liste des tests

Résultats 1 à 2 de 2

Résultats par page 20

Nom	Date/Heure de début	Date/Heure de fin	Progression	Actions
Test Tumeurs broncho-pulmonaires 2009	22/12/2010 01:00	21/02/2011 23:59	<input type="text" value="0%"/>	Répondre
Test Ovaire 2010	22/12/2010 01:00	21/02/2011 23:59	<input type="text" value="0%"/>	Répondre

6. Sélectionner le test et cliquer sur « Répondre » pour ouvrir le questionnaire
(l'icône ne s'affiche que lorsque le test est ouvert)



Tests

- Pratiquer un test
- Voir le résultat d'un test

Examen '2010 Ovaire - demo'

Questions posées à l'étudiant

Progression: Répondu: 0 | Non répondu: 10 | Total: 10

0%


- Ovaire 2010 - Cas 1 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 2 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 3 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 4 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 5 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 6 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 7 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 8 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 9 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 10 (2 Pts)

Ovaire 2010 - Cas 1 (2 Points)

Quel est votre diagnostic ? (un seul diagnostic par cas)



Renseignements cliniques

Femme de 31 ans. Douleurs pelviennes ayant fait découvrir sur une échographie un kyste de l'ovaire droit, unilatéral, de 8 cm de grand axe avec des végétations endokystiques.



- Tumeur séreuse borderline
- Cystadénome séreux
- Tumeur séreuse borderline avec microinvasion
- Tumeur séreuse borderline dans sa variante micropapillaire
- Carcinome papillaire séreux de haut grade
- Carcinome à cellules claires

7. Cliquer sur l'image pour la visualiser en détail



Sélectionner l'agrandissement souhaité

Utiliser les icônes pour naviguer dans l'image
(passer la souris pour en découvrir la fonction)

Cliquer pour afficher l'aide

Cliquer sur la croix rouge pour fermer l'image
et revenir au questionnaire



Tests

- Pratiquer un test
- Voir le résultat d'un test

Examen '2010 Ovaire - demo'

Questions posées à l'étudiant

Progression: Répondu: 0 | Non répondu: 10 | Total: 10

0%

- Ovaire 2010 - Cas 1 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 2 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 3 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 4 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 5 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 6 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 7 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 8 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 9 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 10 (2 Pts)


Cliquer pour naviguer entre les cas

Ovaire 2010 - Cas 1 (2 Points)

Quel est votre diagnostic ? (un seul diagnostic par cas)


Renseignements cliniques

Femme de 31 ans. Douleurs pelviennes ayant fait découvrir sur une échographie un kyste de l'ovaire droit, unilatéral, de 8 cm de grand axe avec des végétations endokystiques.



8. Sélectionner votre diagnostic

- Tumeur séreuse borderline
- Cystadénome séreux
- Tumeur séreuse borderline avec microinvasion
- Tumeur séreuse borderline dans sa variante micropapillaire
- Carcinome papillaire séreux de haut grade
- Carcinome à cellules claires

- 
- 14. Fibrome
 - 15. Tumeur de la granulosa adulte
 - 16. Tumeur de la granulosa
 - 17. Tumeur de Sertoli-Leydi
 - 18. Tumeur de Sertoli-Leydig de différenciation intermédiaire avec contingent rétifforme
 - 19. Tumeur de Sertoli-Leydig peu différenciée
 - 20. Tumeur vitelline



Important : après avoir validé, il n'est plus possible de modifier votre réponse

Veillez noter que vous ne pourrez ***PAS*** changer votre réponse une fois validée.

Valider

Valider et question suivante

9. Cliquer sur « Valider » pour enregistrer la réponse et rester sur le même cas

ou

Cliquer sur « Valider et question suivante » pour enregistrer et passer à la question suivante




Tests

- Pratiquer un test
- Voir le résultat d'un test

La barre de progression indique le nombre de cas répondus

Questions posées à l'étudiant

Progression: Répondu: 3 | Non répondu: 7 | Total: 10



- Ovaire 2010 - Cas 1 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 2 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 3 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 4 (2 Pts)**
- Ovaire 2010 - Cas 5 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 6 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 7 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 8 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 9 (2 Pts)
- Ovaire 2010 - Cas 10 (2 Pts)

Ovaire 2010 - Cas 4 (2 Points)

Quel est votre diagnostic ? (un seul diagnostic par cas)

Renseignements cliniques

Patiente enceinte de 25 ans. Lors de la césarienne, résection d'un kyste ovarien droit de 19 cm.

Les cas répondus sont marqués d'une coche grise
Les cas non répondus sont marqués d'un triangle jaune

Une fois tous les questions répondues, le corrigé s'affiche automatiquement

Cliquer sur l'image pour découvrir la/les zones d'intérêt

Renseignements cliniques :

Homme, 36 ans, lésion pigmentée de l'avant-bras



1. Choix 1

2. Choix 2

3. **Choix 3**
REPONSE ACCEPTABLE.

Pour voir le détail de la bonne réponse, consulter la rubrique « Voir le résultat d'un test » (en haut à gauche de votre écran)

4. Choix 4

Coche verte =
réponse juste

Coche orange =
réponse acceptable


Croix rouge =
réponse inexacte



Encadré =
réponse donnée par
le participant



- Médias
- Annotations
- Analyse
- Couleurs




Navigation

Navigation controls including zoom sliders (20%, 5X, 1,25X, 0,363X) and rotation buttons (0°, 90°, 180°, 270°, 360°).

Cliquer sur « Annotations » pour visualiser la/les zone(s) d'intérêt de l'image

1 00



Annotations

Annotation 1
Texte descriptif de l'annotation

Annotation 2
Texte descriptif de l'annotation

Annotation 3
Texte descriptif de l'annotation

Médias

Annotations

Analyse

Attributs

Couleurs


Cocher l'annotation pour l'afficher sur l'image



- Pratiquer un test
- Voir le résultat d'un test

Liste des tests

Nom	Date/Heure de début	Date/Heure de fin	Progression	Actions
Aucun test				



Cliquer pour voir le corrigé du test en détail



Liste des résultats des tests

Nom	Date de début	Date de fin	Notes	Actions
 Test Ovaire 2010	22/12/2010 01:00	21/02/2011 23:59	80/100	 Revoir les réponses

Note obtenue au test par le participant

Cliquer pour consulter le corrigé du test



Cliquer sur le lien pour consulter la zone d'intérêt sur l'image

1. Choix 1

Détail: REPONSE INEXACTE.

Pour voir le détail de la bonne réponse, consulter la rubrique « Voir le résultat d'un test » (en haut à gauche de votre écran)



2. Choix 2

Détail: BONNE REPONSE

DIAGNOSTIC RETENU:

Animus cogitatum caedibus levibus corpus.

DESCRIPTION DE LA LAME:

Restabat ut Caesar post haec properaret accitus properaret accitus et abstergendae causa suspicionis sororem suam, eius uxorem, Constantius ad se tandem desideratam venire multis fictisque blanditiis hortabatur. quae licet ambigeret metuens saepe cruentum, spe tamen quod eum lenire poterit ut germanum profecta, cum Bithyniam introisset, in statione quae Caenos Gallicanos appellatur, absumpta est vi februm repentina. cuius post obitum maritus contemplanis cecidisse fiduciam qua se fultum existimabat, anxia cogitatione, quid moliretur haerebat.



3. Choix 3

Détail: REPONSE ACCEPTABLE.

Pour voir le détail de la bonne réponse, consulter la rubrique « Voir le résultat d'un test » (en haut à gauche de votre écran)



Détail de la bonne réponse